# بررسی نور قطبی شده روی یک دی الکتریک و مقایسه نتایج آن با معادلات فرنل

پارسا رنگریز ۹۷۱۱۰۳۱۴

آزمایشگاه اپتیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

۲۶ آبان ۱۴۰۰

#### ۱ مدل و نظریه


#### ۱.۱ زاویه بروستر

وقتی نور به مرز دو محیط با ضریب شکست متفاوت میرسد، همانطور که در شکل نشان داده شده است، قسمتی از آن اغلب بازتاب میشود. بخش بازتابیده، توسط معادلات فرنل توصیف میشود و به قطبش نور تابیده و زاویه تابش بستگی دارد.

زاویه بروستر ، زاویهٔ تابش پرتو نور با قطبشی خاص است که بدون هیچ بازتابی به طور کامل از سطح یک دی الکتریک شفاف عبور میکند. وقتی نور ناقطبیده در این زاویه تابیده میشود ، نور بازتابیده از سطح به طور کامل قطبیده میشود. معادلات فرنل بیان میکند که نور با قطبش P (قطبش موازی با سطح، که در شکل با دایرههای کوچک توپر نشان دادهشدهاند) بازتابیده نخواهد شد اگر زاویهٔ تابش برابر باشد با

$$\theta_B = \arctan\left(\frac{n_2}{n_1}\right) \tag{1}$$

که  $n_1$  ضریب شکست محیط اول و  $n_2$  ضریب شکست محیط دوم است. این معادله ، قانون بروستر و این زاویه، زاویه بروستر است.



شكل ١: زاويه بروستر


### ۲.۱ معادلات فرنل

فرض میکنیم که یک موج تخت تکفام دارای قطبش خطی، تحت زاویه  $\theta$ ، بر فصل مشترک همواری که دو محیط دی الکتریک مختلف را ازهم جدا میکند فرود آید. در این حالت قسمتی از موج وارد محیط دوم شده و تحت زاویه  $\phi$  شکست پیدا میکند. مطابق شکل مؤلفه موازی با صفحه تابش میدان نور فرودی را با  $E_s$  نشان میدهیم.

و با استفاده از قوانین نظریه الکتریکی نور باز تابیده میباشند. با توجه به شرایط مرزی که با استفاده از قوانین نظریه الکترو مغناطیس بدست می آیند و با استفاده از قانون اسنل، می توان ضرایب بازتاب را برای مؤلفه های عمود و موازی با صفحه تابش، از روابط زیر که به معادالت فرنال موسومند بدست آورد استفاده از قانون اسنل، می توان ضرایب بازتاب را برای مؤلفه های عمود و موازی با صفحه تابش، از روابط زیر که به معادالت فرنال موسومند بدست آورد

$$r_s = \frac{E_s'}{E_s} = -\frac{\sin(\theta - \phi)}{\sin(\theta + \phi)} \tag{Y}$$

$$r_p = \frac{E_p'}{E_p} = -\frac{\tan(\theta - \phi)}{\tan(\theta + \phi)} \tag{7}$$



شكل ٢: فصل مشترك و موج تكفام

هرگاه بردار میدان الکتریکی نور تخت فرودی با صفحه تابش زاویه ۴۵ درجه داشته باشد در آن صورت  $E_{p}$  و  $E_{p}$  با یکدیگر برابر بوده و داریم

$$\frac{r_p}{r_s} = \frac{E_p'}{E_s'} = -\frac{\cos(\theta - \phi)}{\cos(\theta + \phi)} \tag{f}$$

با توجه به اینکه محیط اول در آزمایش ما هوا است بنابراین، قانون اسنل به صورت زیر خواهد بود

$$\sin \theta = n \sin \phi \tag{(\Delta)}$$

که در آن n، ضریب شکست محیط دوم است. همچنین داریم

$$\frac{r_p}{r_s} = \frac{E_p'}{E_s'} = \frac{\sin^2 \theta - \cos \theta \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}}{\sin^2 \theta + \cos \theta \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}} \tag{9}$$

گر طبق شکل اول زاویه بین بردار میدان الکتریکی نور بازتابیده E' و مؤلفه عمود بر صفحه تابش،  $E'_s$  ، را با lpha نشان دهیم، داریم

$$\tan \alpha = \frac{E_p'}{E_s'} = \frac{\sin^2 \theta - \cos \theta \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}}{\sin^2 \theta + \cos \theta \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}} \tag{V}$$

هدف از این آزمایش اندازه گیری زوایای  $\alpha$  و  $\theta$  و تحقیق رابطه بالا است.

## ۲ وسایل آزمایش

طیف سنج، چراغ سدیم و منبع تغذیه، منشور، قطبشگر و تحلیلگر

## ۳ روش آزمایش

### ۱.۳ آزمایش اول: اندازهگیری زاویه بروستر

دستگاه طیف سنج را مطابق دستوری که در آزمایش ۱ آمده است تنظیم کنید و سپس لامپ سدیم را مقابل شکاف موازیساز قرار داده و تار موئی را بر تصویر شکاف منطبق کنید. بدون تغییر در مکان دوربین صفر صفحه حامل را بر صفر صفحه چرخان منطبق کرده و سعی کنید تا آخر آزمایش این تنظیم برقرار باشد. قطبشگر را روی ۹۰ درجه میزان کرده و جلوی چراغ سدیم بگذارید. مطابق آنچه در شکل مشاهده می شود ، دوربین چشمی دستگاه را در موقعیتی که بتوان پرتو بازتاب را مشاهده کرد قرار می دهیم .پس از مشاهده انعکاس تصویر شکاف ، منشور را بچرخانید و با دوربین تصویر شکاف راتعقیب کنید. با چرخش منشور در جهت مناسب، شدت نور تصویر شکاف کم میشود تا به حداقل رسیده و مجددا شدت نور شکاف زیاد میشود. جایی که شدت نور تصویر شکاف کمینه است در جهت مناسب، شدت نور تصویر شکاف کم میشود را برداشته و مستقیما تصویر شکاف را ببینیدی و زاویه را یادداشت کنید  $\theta_0$ . (در صورتیکه تنظیم طیف سنج به هم نخورده باشد مقدار آن صفر خواهد بود.) مقادیر بدست آمده را در جدول یادداشت کرده و این عمل را حداقل سه بار تکرار کنید. با استفاده از این نتایج زاویه تابش را که همان زاویه بروستر است محاسبه کنید.




شکل ۳: اندازهگیری زاویه بروستر

### آزمایش دوم: اندازه گیری زوایای heta و نسبت ضرایب بازتاب heta

همانطور که در ابتدا گفته شد چون ضرایب بازتاب برای مؤلفههای عمودی و موازی میدان الکتریکی با صفحه تابش با یکدیگر تفاوت دارند بنابراین بعد بازتاب از یک سطح، جهت قطبش نور عوض میشود. ما در این آزمایش میخواهیم جهت قطبش نور را پیدا کرده و زاویه بین این جهت و امتداد عمود بر صفحه تابش را بیابیم. برای این منظور مراحل زیر را انجام می دهید:

۱. بدون اینکه در تنظیم اولیه طیف سنج تغییری ایجاد نمائید تحلیلگر را جلوی دوربین طیف سنج نصب کنید. قطبشگر را روی صفر قرار داده و منشور را از روی حامل بردارید، تا تصویر شکاف را ببینید. تحلیلگر را بچرخانید تا شدت نور تصویر شکاف به حداقل ممکن برسد. در این حالت عدد خوانده شده روی تحلیلگر را یادداشت کنید. این عدد را  $\alpha_0$  نامیده و آن را مبدأ سنجش قرار دهید.



شكل ٤: يافتن مبدا سنجش

قطبشگر را روی زاویه ۴۵ درجه قرار داده منشور را روی حامل بگذارید.



شكل ٥: تعيين موقعيت قطبشگر

- ۳. با چرخش مناسب دوربین زاویه تابش را طبق خواسته های جدول تنظیم کنید. صفحه حامل منشور را بچرخانید تا تصویر شکاف بر روی تار موئی منطبق شود.
- ۴. تحلیلگر را بچرخانید تا شدت نور تصویر شکاف به کمترین مقدار خود برسد. زاویه تحلیلگر را یادداشت نمائید  $\alpha_1$ ، نتایج را در جدول بنویسید. برای دقت بیشتر بهتر است که در محدوده زاویه بروستر تغییرات زاویه تابش،  $\theta$ ، را کوچکتر کرده و تعداد اندازه گیری های خود را افزایش دهید. بعد از اندازهگیری مقدار  $\alpha$  مقدار  $\alpha$  مقدار فریب شکست را  $\alpha$  مقدار  $\alpha$  مقدار فریب شکست را به نویسید. مقدار ضریب شکست را ویکتر به نویسید.

### ۴ جدول دادهها

جدول آزمایشهای اول و دوم به ترتیب زیر هستند.



شكل ۶: تعيين موقعيت تحليلگر


جدول ۱: زاویه بروستر

n	$\theta_B$	$\theta = \theta_1 - \theta_0$	$\theta_1(\pm 1')$	$\theta_0(\pm 1')$	N
1.700	$59.53^{\circ} \pm 0.02^{\circ}$	$60^{o}57'$	$60^{o}57'$	$0^o$	1
1.704	$59.60^{\circ} \pm 0.02^{\circ}$	$60^{o}48'$	$60^{o}48'$	$0^o$	2
1.700	$59.53^{\circ} \pm 0.02^{\circ}$	$60^{o}56'$	$60^{o}56'$	$0^o$	3

جدول ۲: اندازهگیری زوایای  $\alpha$  و  $\theta$  و نسبت ضرایب بازتاب

$\tan \alpha_{comp}$	$\tan \alpha_{exp}$	$\alpha = \alpha_0 - \alpha_1(\pm 1^o)$	$\alpha_1(\pm 1^o)$	$\alpha_0(\pm 1^o)$	$\theta(\pm 1^o)$
-0.44	$-0.32 \pm 0.03$	$-18^{o}$	$45^o$	$63^o$	$40^{o}$
-0.18	$-0.21 \pm 0.03$	$-12^{o}$	51°	$63^o$	$50^{o}$
-0.05	$-0.18 \pm 0.03$	$-10^{o}$	$53^o$	$63^{o}$	$55^o$
-0.09	$-0.11 \pm 0.03$	$-6^{o}$	$57^o$	$63^{o}$	$60^{o}$
0.15	$-0.05 \pm 0.03$	$-3^{o}$	$60^{o}$	$63^{o}$	$62^{o}$
0.2	$-0.03 \pm 0.03$	$-2^{o}$	61°	$63^o$	$64^o$
0.26	$0.03 \pm 0.03$	$2^o$	$65^{o}$	$63^o$	$66^{o}$
0.37	$0.05 \pm 0.03$	$3^o$	$66^{o}$	$63^o$	$70^{o}$
0.66	$0.16 \pm 0.03$	$9^o$	$72^{o}$	$63^o$	80°
1.00	$0.32 \pm 0.03$	18°	81°	$63^o$	$90^{o}$
1.52	$0.42 \pm 0.03$	$23^{o}$	86°	$63^o$	$100^{o}$

## ۵ نمودار دادهها



شكل ٧: نمودار تانژانت زاويه آلفا بر حسب زاويه تابش

#### ۶ خطا

#### ۱.۶ آزمایش اول

ابتدا باید خطای زاویه بروستر را پیدا کنیم که از رابطه معروف زیر بدست میآید

$$\Delta\theta_B = \frac{1}{\sqrt{3}}\sigma_{\theta_B} \tag{A}$$

خطای ضریب شکست را می توان از طریق خطای زاویه بروستر بدست آورد

$$n = \tan \theta_B \implies \Delta n = \frac{\Delta \theta_B}{\cos^2 \theta_B} = 0.3$$
 (4)

## ۲.۶ آزمایش دوم

همين مراحل بالا همينجا نيز تكرار مي شود

$$\Delta \tan \alpha = \frac{\Delta \alpha}{\cos^2 \alpha} \tag{1.}$$

اما این همه مساله نیست. باید خطای آلفا در روش محاسبه را نیز بدست آوریم.

$$\Delta \tan \alpha = \frac{2(n^2 - \sin^2 \theta) + 4\sin^2 \theta \cos^2 \theta}{\sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}(\sin^2 \theta + \cos \theta \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta})^2} \Delta \theta = 0.0004 \tag{11}$$

از عوامل خطای این آزمایش میتوان به اینها اشاره کرد: دقت کم قطبشگر و تحلیلگر، خطای تنظیم چشمی، خطای دستگاهها و آزمایشگر

### ۷ نتیجهگیری

### ۱.۷ آزمایش اول

از جدول یک بدست می آید:

$$\langle \theta_B \rangle = 59.55^o \pm 0.04^o \tag{17}$$

بنابراین ضریب شکست با استفاده از دادههای بدست آمده بدین صورت است

با عددی که خود صورت آزمایش به ما داده که عدد n=1.52 است به مقدار زیر خطا دارد

$$e = \frac{1.7 - 1.52}{1.52} \approx 10\% \tag{14}$$

بنابراین خطای این آزمایش حدود ۱۰ درصد بوده است.

## ۲.۷ آزمایش دوم

با توجه به نمودار بدست آمده، نقطهای که نمودار با محور افقی قطع میشود، زاویه بروستر را به ما خواهد داد. این مقدار را برای هر دو بخش آزمایش و محاسبه میخوانیم:

$$\theta_{B_{exp}} = 66.37^o \pm 0.02^o \tag{10}$$

که مقدار دقت خوبی را نشان میدهد. همچنین خطای نسبی آزمایش اول نیز برابر است با ۵ درصد. بنابراین آزمایش دوم بهتر است به این دلیل که نیازی به این نیست که آزمایشگر کمینه شدت نور را بیابد.